

Sección cesárea de cirugía personalizada de EO desechable SECTOR DE PAQUETE DE DRAPELO SE UTILIZADO PARA LA CLÍNICA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nombre del producto        | Sección cesárea de cirugía personalizada de EO desechable SECTOR DE PAQUETE DE DRAPELO SE UTILIZADO PARA LA CLÍNICA              |
| Solicitud                  | Clínica, hospital, etc.  |
| Material                   | No tejido, SMS, SM / PE, BI-LAM, TRI-LAM, PEP DE PEA, SS, etc.   |
| Peso                       | 30-50 g sm, etc.   |
| Característica de producto | 1. Peso ligero y sensación suave.<br>2. Excelente absorción de agua y impermeable.<br>3. Bloqueo de la transmisión de bacterias. |
| Tamaño (cm)                | Vea la lista de composición o como solicitud   |
| Tamaño del cartón          | 60 * 40 * 45 cm, o como solicitud  |
| Color                      | Azul   |
| Certificado                | CE & ISO13485  |
| Esterilización             | EO esterilizado / no estéril   |
| Plazo de pago              | T / T, L / C & D / P   |
| Embalaje                   | 1 Set / Blister Bag, 10 PCS / Cartón, esterilizado por EO, se puede personalizar   |
| Capacidad de suministro    | 100000 PC / MES  |
| El tiempo de entrega       | 20-40 días después de la orden confirmada  |
| Términos comerciales       | FOB, C & F y EXW   |
| Puerto de carga            | Wuhan o Shanghai   |
| Proyecto OEM               | Aceptable  |

| Lista de composición |                              |                                     |              |        |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| No.                  | Nombre del artículo          | Descripción                         | Tamaño       | Unidad |
| 1                    | Drape la utilidad con cinta  | 45 g sms + cinta adhesiva           | 60 * 80cm    | 4      |
| 2                    | Cortina                      | 45 g sms                            | 160 * 170cm  | 2      |
| 3                    | Cubierta de mesa trasera     | 45 g de película SMS + 55G PE       | 115 * 225cm  | 1      |
| 4                    | Toalla de mano               | Libro blanco de 66 g                | 40 * 40 cm   | 2      |
| 5                    | Vestido quirúrgico reforzado | 43 g de SMM antiestático            | 120 * 150cm  | 2      |
| 6                    | Sección C Drapeado           | 45 g sms                            | 195 * 275 cm | 1      |
| 7                    | bolsa de sutura              | 45 g de película de PE transparente | 33 * 43cm    | 1      |
| 8                    | Portada de stand mayones     | PEP DE PE + 35G SMS                 | 58 * 137cm   |        |