

## Máscara de cara negra de seguridad quirúrgica

### Descripción del producto

Máscara de cara negra de seguridad quirúrgica

Hecho de 3 capas, las capas interiores y exteriores son PP no tejidas, la capa media es un papel de filtro de 99 de alto estándar. Con estilo de bucle auricular.

### Ventajas

1. Fabricante exclusivo, ISO CE CERTIFICADO CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS QUIRÁTICAS desechables de 3 veces no tejidas, cualquier color.
- 2.iso, CE, FDA, BFE> 99%, Tipo II / Tipo IIR estándar.
- 3.capacidad: 1000,000pcs / día, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;
- 4.Laxet libre, respiración fácil, ecológico, diseño de embalaje OEM, servicio en 24 horas.
5. Persina, hipoalergénica, cómoda, alta transpirabilidad, libre de fibra de vidrio, libre de látex
- 6, puede ser solo envasado.

### Especificaciones

Material	3ply, PP no tejido de 25 g + Filtro 25G + PP Non WOVN 25G
Característica	Apto para la piel, hipoalergénico, cómodo, alta transpirabilidad, fibra de vidrio libre, libre de látex
Estilo	Lazo de oído elástico (Latex GRATIS)
Tamaño	17.5x9.5cm (adulto)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo, manzana verde, negro, (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	No estéril: 50 pcs / caja, 2000pcs / CTN o 1000 PCS / CTN
diseño de embalaje	Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
tamaño del cartón	52x38x30cm
Aplicaciones	Personal médico clínico hospitalario y pacientes. Taller sin polvo, laboratorio, industria alimentaria, fabricantes electrónicos, etc.
Moq	10000 PCS
Muestra	Se puede suministrar gratis para su verificación de calidad dentro de una semana.
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
El tiempo de entrega	1 * 40HQ se puede terminar dentro de 7-10 días. En su cantidad (2 Millones por día)
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### Embalaje y envío

No estéril: 50 pcs / caja, 40 cajas / CTN o 20 cajas / CTN

## **Nuestros servicios**

1. Proporcionar los productos de la más alta calidad.

El equipo de control de calidad profesional controla estrictamente cada paso de la producción hasta la carga.

2. El tiempo de entrega más rápido

¡Si es urgente, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 5-7days!

Normalmente, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días!

Temporada ocupada, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 25-30 días!

3. El precio más razonable.

¡Invierta continuamente para mejorar nuestros trabajadores, productos y procesos calificados para minimizar el costo de cada paso!

4.El servicio dulce y rápido.

Nuestros trabajadores siempre serán tan pacientes haciendo una respuesta de sus preguntas.

dentro de 5-10 minutos.

5. También podemos ayudar a obtener productos conectados.

Además de todo tipo de productos médicos desechables, itambién podemos ayudar a su origen a los productos conectados como su demanda!

## **Información de la empresa**

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") es un desarrollo global de productos y la compañía de fabricación directa que se especializa en innovación y suministros médicos y protectores rentables. Orient Honest se ha expandido a nuestras extensas líneas de productos, como todo tipo de tierras de protección desechables, batas quirúrgicas, abrigo de laboratorio, máscaras faciales, sábanas, gorras quirúrgicas, cubiertas de zapatos, mangas de brazos, ponchos de lluvia, delantales, hisopos de gasa, rollos de algodón y así en.

Orient Honest es una empresa de rápido crecimiento, la satisfacción del cliente es siempre nuestra misión y objetivos. Nuestro compromiso con la mejora continua de nuestros procesos de fabricación, mejorando el rendimiento del producto y el desarrollo de nuevos productos rentables para satisfacer las demandas de varios clientes y mercados. Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad internacionales, como ISO13485, CE, FDA.

Nuestros productos ya están exportados a Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, etc.

<http://www.china-dispositable.com/products/disposable-surgical-face-mask.html>