

## Introducción de la tapa de clip desechable:

Nombre de la marca: ORIENT HONEST

Número de modelo: OH-1001, OH1002, OH1003

Certificación: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origen: Porcelana

Material : PP no tejido

Color: blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)

Estilo: tapas de clip elásticas

Peso: 10g-30g

Tamaño: 18 " □ 19 " □ 21 " □ etc

Detalles de empaque: 100 pcs/bolsa, 20 pcs/CTN

## Especificaciones de tapa de clip desechable:

<b>Producto:</b>	Consumibles médicos de alta calidad colorida no tejida sin tejido o doble elástico 19 " 20 " 21 " Tamaño de clip de tamaño personalizado
<b>Material:</b>	PP no tejido con elástico
<b>Grammage:</b>	10g ~dieciséisgramo
<b>Estilo:</b>	Elástico o doble elástico
<b>Tamaño:</b>	19 ", o 18 ", 20 ", 21 ", etc.
<b>Color:</b>	Blanco verde, amarillo, Azul, etc..
<b>METRORuidón</b>	100,000pcs
<b>Embalaje:</b>	100 piezas/bolsa; 2000pcs/CTN
<b>Solicitud:</b>	por familiar, Sector médico, quirúrgico, farmacéutico, laboratorio, industriales, cuadro, sala de limpieza, etc.
<b>Almacenamiento:</b>	Almacenado en seco, humedad por debajo del 80%, ventilado y almacén de gases no corrosivos
<b>Condiciones de pago:</b>	T/T, L/C, PayPal, D/P, D/A, etc.
<b>Otro servicio:</b>	Logotipo/marca OEM y personalizado
<b>Certificación:</b>	CE, ISO13485, FDA

## Características de la tapa de clip desechable:

1. Transpirable, no absorbente, durabilidad
2. Con elástico simple o doble disponible, en forma plisada o clip con varios colores disponibles.
3. La eficiencia de filtración de bacterias (BFE) ha alcanzado el 99.1%. Esta tasa es mucho más alta que el estándar normal del 97%.
4. Muestras gratuitas y personalización disponibles
5. Tapa en forma de clip antes de desplegarse

6. Podríamos garantizar la mejor calidad, entrega rápida, desarrollo nuevo material.







