

TIPO IIR desechable mascarilla no tejida médico, máscaras de boca desechables, desechable quirúrgica planta cara máscara

Descripción de desechable mascarilla no tejida médica

- 1) Dmáscaras bucales isposable están hechas de telas no tejidas de grado superior.
- 2) Los tamaños comunes de lo que se produce es 175 * 95 mm, o personalice
- 3) El grado BFE es 99%, que depende del material.
- 4) También podemos producir desechable mascarilla quirúrgica según las necesidades del cliente.

Más detalles de mascarillas desechables

- 1) gancho para la oreja: redondo elástico, elástico plano, o atar en.
- 2) Colores: blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
- 3) Conforme a EN14683 y la FDA
- 4) eficacia de filtración bacteriana (BFE%) & gt; 99%.
- 5) La resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.
- 6) Se filtra el polen, el polvo y las bacterias.
- 7) de la barra frontal adaptable, ningún estímulo a la piel humana.
- 8) Alta eficacia del filtro.
- 9) No contiene látex.
- 10) transpirable y resistente al fluido.

Embalaje de desechable mascarilla quirúrgica

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;

1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.400.000 piezas de máscaras, 700 ctns;

recipiente 1 * 40 HC puede contener 3.450.000 piezas de la máscara, 1725 ctns.

O como sus requisitos.

Otras informaciones de desechable mascarilla quirúrgica

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Fotos de TIPO IIR desechable mascarilla no tejida médica





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

