

TIPO IIR máscara quirúrgica, 3 pliegues desechable mascarilla facial, mascarillas médicas

El material de la tela de la máscara quirúrgica

- 1) Es no tejido, no tóxico, ninguna irritación, suave y cómodo;
- 2) Interior es el PP no tejido con efecto antibacteriano;
- 3) Oriente es la capa de filtro eficiente (de alta calidad Derretir la tela soplada);
- 4) exterior es la impresión de la Salud Grado Spun unión de polipropileno.


Especificación del desechables máscara de cara completa

gancho para la oreja	gancho de sujeción elástica o corbata en
barra de la nariz	Plástico o metal
Calidad estandar	TIPO IIR, N95, N99
MOQ	500.000 PC
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ se pueden acabar en 15 días
El tiempo de entrega	De acuerdo con la cantidad, normalmente 30 días después del parto
Detalles de empaque	50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito

Cuando vestir desechable máscara facial completa que tenemos que prestar atención

- 1) Es el producto disponible, sólo tiene que utilizar una vez, no se puede utilizar una vez más;
- 2) Por favor, dejar de usar si con respiración anormal;
- 3) Almacenar en lugar seco y frío.

Cuadro de mascarillas médicas





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

