Tela Capa 1: PP no tejido

Material<?xml:namespace Capa 2: papel de alta filtración

prefix = o /> Capa3: PP no tejido

**Estilo**Con orejera protectora y elástica **Dimensiones stamaño**14,5 \* 9,5 cm; 12,5 \* 8,5 cm

**Tela wocho** 25 gramos + 25 gramos + 25 gramos, cdebería ser

como lo pediste

**Color** wblancobebe azulbebe rosado, gris

**Certificado** CE, ISO13485, FDA **MOQ:** 200000 piezas

**Diseño de embalaje** puede ser como tu diseño

**Embalaje** 50 pcs / bbuey,2000 ordenador personals / ctn, o como

su requisito

**Capacidad** 60.000 piezas por día

El tiempo de entrega 7-30 días

**Aplicaciones** Escuela, centro comercial, al aire libre y cualquier

lugar que necesite protección.

## Ventajas

1.Directamente fabricante, ISO CE FDA certificado mascarilla quirúrgica desechable no tejida de 3 capas, cualquier color.

2.ISO, CE, FDA, BFE> 99%, estándar tipo II / tipo IIR.

3.Capacidad: 1000,000pcs / day, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;

4. Laxet free, easy aliento, ecológico, diseño de embalaje OEM, servicio en 24 horas.

5. Agradable para la piel, hipoalergénico, cómodo, alta transpirabilidad, sin fibra de vidrio, sin látex