Product details

UNplicación de la hoja azul desechable, cubierta de colchón

- 1. Ampliamente utilizado en la clínica, hospital, restaurante, procesamiento de alimentos, salón de belleza, industria electrónica, etc.
- 2. Limpieza, verificación de la medicina, procesamiento de alimentos, cuidado de la salud, el trabajo doméstico, limpieza del hogar,
- salones de belleza, acampar barbacoa etc.
- 3. Popular por los clientes globales con sus propiedades distintas, que pueden ser a prueba de polvo, a prueba de aceite,
- a prueba de suciedad, proteger las pieles, y se utiliza principalmente en las industrias de la alimentación y la medicina.
- 4. Diseñado para la higiene, cinclinarse, y el propósito de protección.

La característica de desechables sábanas de la cama médica

Tela Polipropileno, SMS, PP + PE, o microporosa

Estilo equipado miLastic reesign, Ideal para todos los tamaños y estilos de

cunas refugio

Función A prueba de humedad

tamaño 83 "L x 35" W, O como sus requisitos

embalaje Embalaje individual

Product display



The regular shipment way



