

## Product details

### UNplicación de la hoja azul desechable, cubierta de colchón

1. Ampliamente utilizado en la clínica, hospital, restaurante, procesamiento de alimentos, salón de belleza, industria electrónica, etc.
2. Limpieza, verificación de la medicina, procesamiento de alimentos, cuidado de la salud, el trabajo doméstico, limpieza del hogar, salones de belleza, acampar barbacoa etc.
3. Popular por los clientes globales con sus propiedades distintas, que pueden ser a prueba de polvo, a prueba de aceite, a prueba de suciedad, proteger las pieles, y se utiliza principalmente en las industrias de la alimentación y la medicina.
4. Diseñado para la higiene, cinclinarse, y el propósito de protección.

### La característica de desechables sábanas de la cama médica

Tela	Polipropileno, SMS, PP + PE, o microporosa
Estilo	equipado miLastic reesign,Ideal para todos los tamaños y estilos de cunas refugio
Función	A prueba de humedad
tamaño	83 "L x 35" W, O como sus requisitos
embalaje	Embalaje individual

## Product display



### The regular shipment way

