

HúmeDo [Guante de lavado desechable](#) limpieza spunlace no tejido para hospital

Todo guantes están Telaados con Materiales de la más alta calidad, brindando una excelente protección y un confort superior:

- Los materiales que no dejan pelusa son cómodos
- El material grueso hace que el guante sea duradero.
- Onda de pera con buena eficacia de limpieza.

[D desechable Guante de lavado](#) 80g hilado tamaño 17*23,5 cm para limpieza

Fabric Material	Spunlace
Estilo	Ola de perlas, forma de pez.
Dimensiones tamaño	17*23,5 cm
Tela con ocho	50-80 g, se puede personalizar
Color	Impresión personalizada
Cantidad mínima de pedido:	1 00 , 0 0 0 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como su diseño
Embalaje	1 piezas/b ag , 600 ordenador personal s/caja, o como su requisito
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Para limpieza de hospitales, limpieza de mascotas.

la imagen de [desechable lavar guante](#)







