

## Product details

### La característica de la máscara de la cara para atar

- 1) Fluid-resistant, alta aliento la capacidad y la protección contra salpicaduras.
- 2) Type norma de calidad IIR,cumple la norma EN 14683,norma CE
- 3) La eficacia de filtración bacteriana (BFE) de 99 por ciento
- 4) Eso's diseño plisado y bandas verticales ofrecen una excelente fi facialt
- 5) Hecha de un material especial de polipropileno, no citotóxico
- 6) Plicapaces barra de conformación de la nariz, la barbilla y la protección completa.

### Embalaje y dimensiones de la máscara de la cara de higiene

50 PC / bbuey,Tamaño de la caja: 18 \* 10 \* 10cm

2000 ordenador personals / CTN, Tamaño de CTN: 52 \* 38 \* 42cm

O como sus requisitos.

### Los términos de intercambio de máscara tapa la boca

MOQ	100, 000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO,Paypal
capacidad de la fuente	1,000000 PC /día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: ¿Cuál es su capacidad de producción para su gran gama de producto?

R: Cara capacidad de máscara: 1000,000 piezas / día.

Bata, batas quirúrgicas, bata de laboratorio, cama de hojas de capacidad: 10.000 piezas / día.

Tapas de capacidad: 200.000 piezas / día. Cada 1 \* 40HQ puede acabar en el plazo de 1 semana.

Q2: ¿cuál es tu MOQ de cada producto?

R: Cara máscara / tapas / cubiertas del zapato / mangas del brazo cada MOQ: 50.000 piezas.

Ropa y las sábanas MOQ: 5000 piezas