

1. TAMAÑO DEL PRODUCTO:

S m L SG Xxl

2. MATERIAL:

PÁGINAS 30-70GSM

SMS 30-70GSM

Sf 50-70 cm

PP + PE 30-60gsm

3. Tratamiento material:

Tratamiento materialResult

Anti-agua:SÍ

ANTIPOLVO:SÍ

ANTI ESTÁTICO:SÍ NO

Anti-sangre:SÍ NO

Anti-alcohol:SÍ NO

4. COLOR: Blanco, azul, azul oscuro, naranja y así sucesivamente.

5. Usage:

UNA. KIMONOSe utilizará en el spa y la sauna para conveniencia del cuerpo contra el agua y el polvo.

B. Kimono se puede utilizar en el masaje para relajar su cuerpo.

C.Kimono se puede utilizar en la sala de limpieza, por ejemplo, el GMP.

D.Kimono se puede utilizar en el hospital.

6. EMBALAJE:

10ordenador personal/bolso , 100pcs / ctn

7. Servicio OEM:

A.can imprima la banda para nuestro cliente en la bolsa de PE

B.Can imprima la banda para nuestro cliente en la caja de cartón

8. Muestras:

Las muestras se pueden enviar en 3 días después de confirmarlo.

9. FECHA DE ENTREGA:

Eso Se puede enviar en 15 días después de recibir el depósito.

