

Xiantao proveedor de PP desechables peso pesado paciente hoja de diapositivas CE aprobado

La Especificación para hoja de diapositiva paciente de peso pesado

Material	polipropileno
Color	azul
Estilo	Ultrasónico lacre del calor, con el agujero en el lado de la longitud
Tamaño	195 * 85 (puede ser hecho según la demanda del cliente)
Aplicación	Hospital, emergencia Centro, clínica
MOQ	5.000 PCS
Precio	Negociable
Condiciones de pago	T/t, l/c, d/a, d/P, unión occidental, Fideicomiso, Paypal
Capacidad de la fuente	10, 000pcs/day, HQ 1 * 40 el envase se puede acabar en 15 días
Plazo de expedición	Según la cantidad, normalmente 30days después del depósito
Detalles del embalaje	Estéril: 1 PC/Bolsa de plástico de papel, 50 PCS/CTN No esterilizar: 1 PC/bolso, 50 PCS/CTN O como sus requisitos

Características de Hoja de diapositiva paciente de los PP

- 1) Hecho de telas no tejidas de la alta calidad, no SMS tejido, PP, o PP + PE 60 g-120 g;
- 2) Con manija, usada fácilmente para transferir el cuerpo paciente;
- 3) Apoya hasta 300 libras. Tamaño: 85 W x 195 L

Cuadro de la hoja paciente del resbalón del peso pesado de los PP



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

