

### batas de laboratorio de colores con puño de punto:

batas de laboratorio de colores con puño de punto, de fábrica por encargo batas de laboratorio de color rosa, de buena calidad vistosa  
capa hecha de material de PP + PE, sin látex; resistente a la abrasión; completamente impermeable a los fluidos y repelente de alcohol.  
Color disponible: rosa, blanco, verde, azul, amarillo, etc.  
el peso del material: 25-65gsm

### batas de laboratorio de colores con la carta de punto el tamaño del manguito:

tamaño	S	METRO	L	SG	2XL	3XL
Altura (cm)	103	111	115	120	124	128
circunferencia de pecho (CM)	116	126	132	34	144	154
longitud de la manga (CM)	57	57	57	58	58	58

### Especificación de las batas de laboratorio de colores con puño de punto:

norteAME	batas de laboratorio de colores con puño de punto, de fábrica por encargo batas de laboratorio rosa, fabricantes capa vistosa buena calidad
Material	PP + PE
gramaje	25-65gsm / 30-65gsm / 45-65gsm o como su petición
Estilo	Con / sin bolsillo, collar doble / sola, // botón de velcro cremallera en la parte delantera, puño elástico / de punto
tamaño	104x148cm, 108x152cm, 112x156cm, 115x160cm o como su petición
Color	blanco, verde, azul,
embalaje	5pcs / bag, 10bags / cartón o como su petición
diseño de embalaje	Toda la impresión bolsa y cartón interno puede ser como su requisito
Muestra	Se puede suministrar libre para comprobar la calidad de su plazo de 3 días

certificaciones	CE / ISO13485 / FDA
-----------------	---------------------


### **Nuestra ventaja:**

1. Las muestras y personalización disponible.
2. Profesional control de calidad para el control de la calidad del producto. Todos los productos cumplen con la calidad internacional estándar tales como CE, ISO13485.
3. Tener la suficiente experiencia y ganado una gran reputación de nuestros clientes toda la palabra. Tal como Estados Unidos, América del Sur, Europa, Sudeste de Asia, el Oriente Medio, etc.
4. El pago rápido, entrega rápida y precio competitivo.
5. La calidad estable y el mejor servicio post-venta.
6. El servicio del OEM está disponible.

### **Imágenes de batas de laboratorio de colores con puño de punto:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

