## La introducción de la bata desechable no tejido:

no tejido desechable general hecha de material de polipropileno hidrófobo, Libre de látex, resistente a la abrasión; pelusa baja; con un alto nivel de repelencia de líquidos.

doolor: blanco, verde, azul, amarillo, Naranja, etc.

el peso del material: 30-65gsm.

### **UNplicación:**

- 1. Porque, farmacéutica, sector médico, quirúrgico de laboratorio, industriales
- 2. Para evitar la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre y aislar el polvo, partículas, el alcohol, la sangre, las bacterias y los virus invasor.
- 3. utiliza extensamente para el taller sin polvo, clínica, la industria de la protección.

### Embalaje:

Embalaje: 5 PC / bolso, 50 PC / ag o 1 PC / bolso, 50 PC / CTN El logotipo de su empresa puede ser impreso en la bolsa interna y cajas de cartón.

#### Carta del tamaño:

A U R P 狂 0 Η 0 Т 0 а C а C m е t а m а ñ 0

## Especificación del traje no tejido desechable:

Nombre	en general no tejidos desechables

Material PP no tejido

Estilo Con / sin capucha, con / sin elástico en la cintura, con / sin arranque puede estar

disponible.

tamaño S-6XL

Color blanco, verde, azul, amarillo, Rosa, rojo, gris, negro, etc.

embalaje 5pcs / caja, 10 bolsas / caja

diseño de toda la embalaje

toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño

MOQ 5000 PC

Muestra se puede suministrar libre para comprobar la calidad de su plazo de 3 días

Pago camino T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,

El tiempo de doapacidad: 10,000pcs / día, 1 \* 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;

entrega

FOB puerto Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

# Cuadro de la bata desechable no tejido:



