la propiedad deCubiertas de silla dental desechables

todos cubiertas de silla> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- 1. Tamaño: Normalmente Tamaño: 150x75cm, silla cubierta de almohada: 26 * 22 cm se puede personalizar
- 2. hecho de no tejido , suave y cómodo, limpio y sanitario.
- 3. Conveniente y liviano, fácil de usar

4. Gran agua repelente, amigable para la piel y cómoda.
la especificación de Cubiertas de silla dental desechables
Nombre
Cubiertas de silla dental desechables
Material
100% algodón; Spunlace no tejido
estilo
Con elástico o con los lazos.
Tamaño
150x75cm, silla cubierta de almohada de la silla: 26 * 22 cm, u otro tamaño puede ser personalizado
color
Azul
Embalaje
1Set / Bolsa, 25 sets / cartón ,puede ser personalizado
Caja de cartón
Todas las bolsas internas y la impresión de cartón pueden ser como su diseño

Tamaño de cartón

28 * 22 * 33 cm

APLICACIONES

Para el hospital, clínica

MOQ

2 000 conjuntos

Muestra

> se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de los 3 días hábiles

Pago de manera

T / T, PayPal, L / C

Tiempo de entrega

En 20-25 días

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

la imagen de Cubiertas de silla dental desechables









