

Desechables batas de laboratorio SMS:

bata de laboratorio desechable SMS hecha de un material SMS de alto rendimiento. Ampliamente utilizado en la seguridad médica de protección, taller aséptica, aislamiento protector, en la industria electrónica de minería, alimentos granja industrial de riesgo biológico cría de animales y así sucesivamente.

Desechables batas de laboratorio SMS sESPECIFICACIONES:

Nombre	abrigos de laboratorio desechable SMS China fabricante, abrigos visitantes desechables baratos, de encargo SMS batas de laboratorio proveedor
Material	SMS, o PP, PP / PE, SMMS, microporosa
Estilo	Con / sin bolsillo, el doble de un solo color /, la cremallera / botón en la parte delantera, elástica brazaletes / punto puede ser disponible
tamaño	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Color	verde o negro, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.
Embalaje	No estériles: 5pcs / bolsa, 10 bolsas / ctnor; Estériles: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
MOQ	5000 PC
Muestra	Se puede suministrar libre para comprobar la calidad de su plazo de 3 días
Forma de pago	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO
El tiempo de entrega	Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ pueden acabar dentro de 10-15 días
FOB puerto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Desechable SMS batas de laboratorio fsticasoperativas:

- 1), buena resistencia sin pelusa impermeable a la tracción, cómodo, transpirable. Excelente para disipar el calor del cuerpo, antiestático, contra la salpicadura de líquido.
- 2) Elija de la mejor no tejido que proporciona barreras fiables y selectivas a las bacterias, sangre y otros fluidos.
- 3) efectos antibacterianos Grandes, proteger a los trabajadores contra la exposición a diversas partículas de contaminantes e insecticidas, etc.

Nuestro servicio:

- 1, muestra libre.
- 2, Pequeña orden aceptable;

- 3, los términos L / C, T / T, D / P disponibles;
4. FOB, CNF, CIF, EXW términos disponibles;
- 5, precio competitivo y estable porque somos fábrica.
- 6, los productos calificados. 3ª parte de inspección del producto es aceptable.
- 7, el servicio del OEM. Más opciones en material, patrón, tamaño y embalaje;
- 8, la entrega oportuna. El mejor tiempo de espera es 25-30 día para un envase 40HQ.
- 9, profesional de servicios de exportación. Documentación, despacho, transporte marítimo, todo en uno.
- 10, bueno después de servicio de venta. Tomamos el cuidado de las quejas como nos gustaría ser su proveedor a largo plazo!

Desechables batas de laboratorio SMS cuadro:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

