

Especificaciones de cardado casquillo desechable:

Nombre del artículo:	casquillo bouffant desechable
Materials:	PP no tejido elástico de PU
Espesor	10-30gramo no-tejida
Color	Blanco azul, Amarillo, rosa, verde, etc.
tamaño	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ", etcétera
embalaje	100 PC / bolsos, 10 bolsas / caja
Solicitud	para casa, médico, alimentos, electrónica, industrias químicas, etc.
Entrega	dentro de los 30 días después del recibo del depósito
Payment condiciones:	T / T, L / C, Paypal, etc.
Almacenamiento	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
Validity:	2 años
Otro servicio:	OEM y de logotipo / marca
Proceso de dar un título	CE, ISO13485

Características del casquillo bouffant desechable:

1. desechables no tejidas cardado Campanas de alta quundad PP (10-30GSM) con la PU elástico
2. No irritante, diversas cabeza es adecuado, cómodo
3. Respetuoso del medio ambiente, respirable, salud, cómodo, no irritante, económico
4. Desechable no tejido cardado y clip de cap cap / turba se hace de bajo peso gramo de tela no tejida con bajo coste, es adecuado para su uso a granel. Se utiliza principalmente para uso doméstico y de ultramar fábricas electrónicos y alimentoss suerte, etcétera Algunos países también utilizan como tapa protectora médica.

Imágenes de tapas desechables bouffant:





PF:

(1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?

Somos un fabricante con sede en la ciudad de Xiatao, Hubei. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.

(2) ¿Puedo obtener muestras para probar calidad? pequeña orden del rastro aceptable?

Sí, nos gustaría enviarle muestras para su evaluación. Para pequeño sendero también se da la bienvenida.

(3) ¿Puede ofrecer un servicio personalizado?

Sí tamaño, personalizado y de marca OEM disponible.

(4) ¿Qué hay de sus productos principales?

Nuestros productos principales incluyen la máscara desechable cara, casquillo bouffant desechables, bata de laboratorio, bata quirúrgica desechable delantal, zapatos cubierta, sobretodo desechables, etc.

(5) ¿Cuál es su plazo de entrega?

Por lo general, dentro de 15 días para el envase 20 pies.

