

Característica:

1. Control estándar de calidad estándar con CE, ISO.
2. Hecho de alta calidad de material PP.
3. Factory Venta directa con precio competitivo.
4. Cosas experimentadas, entrega rápida, capacidad de producción estable.
5. Sobre la experiencia de producción de 10 años.
6. oem está disponible, diferentes tamaños, grosores, colores, logotipos impresos, etc.
7. Equipos de venta profesional para servirle de todo corazón.

Embalaje y envío:

1. Paquete 1. Normal: 1pcs / bolsa, 5pcs / Mid Bag, 600pcs / cartón.
2. MOQ: 10000pcs.
3. Port: Shanghai / Wuhan, China.
4. Disponibilidad de la muestra: Sí.
5. Tiempo de entrega normal: 3 días para el pedido de la muestra, 25 días para orden a granel.

Preguntas frecuentes:

¿Eres fabricante o una empresa comercial?

Somos un fabricante ubicado en Wuhan Hubei. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.

¿Qué certificados tienes?

Tenemos el certificado ISO13485, FDA, CE.

¿Puede ofrecer un servicio personalizado, como logotipo personalizado en el producto, embalaje interno personalizado y cartón?

Sí, podemos ofrecer un servicio personalizado.

¿Puedes proporcionar muestras gratis?

Si podemos. Las muestras gratuitas están disponibles, pero la tarifa postal debe pagarse a su lado.

¿Cuáles son tus principales productos?

Nuestros productos principales incluyen la máscara facial desechable, la bata de aislamiento, la capa, la capa de laboratorio, la bata quirúrgica, la tapa desechable, el delantal, la cubierta del zapato, etc.

Por qué elegirnos:

1. Hemos pasado la certificación CE, FDA, ISO13485.
2. Bienvenido a cualquier requisito OEM.
3. Equipo avanzado y material profesional con más de 10 años de experiencia en exportación.
4. Productos calificados, 100% nuevo material de marca, caja fuerte y sanitaria.
5. Tenemos un estricto sistema de control de calidad de QC.
6. Tenga suficiente experiencia y ha ganado una gran reputación de nuestros clientes toda la palabra. Como América, América del Sur, Europa, el sudeste asiático, el Medio Oriente, etc.

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| Artículos | Sujetador no tejido desechable | | |
| Materiales | No tejido, SBPP, SMS, Spunlace, Algodón, Poliéster | | |
| Tamaño | Tamaño libre | Peso | 25-50GSM |
| Característica: | transpirable, biodegradable, reciclable, ecológico, no tóxico, suave, cómodo, limpio, conveniente | Términos de pago | Todos los términos de pago están bien (dan prioridad a su conveniencia) |

| | | | |
|--------------------|---|------------|--|
| Cartón del paquete | 1pcs / bolsa, 5pcs / Mid Bag, 600pcs / cartón | Solicitud: | Hospital, Viajar, Hotel, Casa Sauna, Salón de Belleza, Spa, Bebés, Período menstrual, Puerpera, etc. |
| Capacidad | 50,000 piezas / día | | |

https://www.china-dispositable.com/products/disposable-kimono.html#.ymmoc_kzauk