la propiedad de Cubiertas de silla para dental.

28 * 22 * 33 cm

APLICACIONES


2 000 conjuntos

MOQ

Para el hospital, clínica

todos cubiertas de silla> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

1. Tamaño: Normalmente Tamaño: 150x75cm, silla cubierta de almohada: 26 * 22 cm se puede personalizar



Muestra

> se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de los 3 días hábiles

Pago de manera

T / T, PayPal, L / C

Tiempo de entrega

En 20-25 días

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

<u>la imagen de Cubiertas de silla para dental.</u>









