

## Descripción de la bata de laboratorio desechable infantil:

1. Nombre: bata de laboratorio desechable infantil
2. Aplicación: hospital, hotel, lugar a prueba de polvo, alimentos / taller electrónico / química
3. Material: 45 g pp
4. Color: Blanco, etc.
5. Estilo: punto del collar, botón de manguito / delante
6. Tamaño: S-XXXL tallas disponibles
7. Embalaje: 5PCS / polybag, 50PCS / cartón y como sea necesario
- 8.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolerancia como diversos tamaños y materiales)
9. Mini cantidad: 10, 000PCS
10. Certificado: CE, FDA, ISO13485

## Características de la bata de laboratorio desechable infantil:

1.Non irritante, propiedad antibacteriana, buena resistencia a la tracción, sin pelusa, transpiración y anti-estática, resistencia al impacto, suave y cómodo.

salpicaduras de 2.Against de material químico y polvo sólido.

bata de laboratorio 3.usually no tejido con el efecto de lugar libre de polvo y anti-virus de ser ampliamente utilizados pública, la industria médica, la limpieza del ambiente, fábrica electrónica, procesamiento de alimentos, la escuela y el hospital.

## Nuestra ventaja:

1. fabricante directo, precio de fábrica;
2. 10.000 piezas / día, podemos terminar de 1 \* 40 envase del HQ en aproximadamente 15 días;
3. CE ISO aprobados por la FDA, calidad estable
4. El servicio de 24 horas, la muestra se puede acabar en 2 días, muestra gratis.

## Especificaciones de la bata de laboratorio desechable infantil:

Material	no tejido PP
peso de la tela	45 g, o podría como su petición
Estilo	collar de punto, puño de punto, sin tres bolsillos
tamaño	S-6XL
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.
Embalaje	5pcs / caja, 50 bolsas / caja, o como su requisito
El diseño que embala	toda la impresión bolsa y cartón interno puede ser como su diseño

aplicaciones	taller libre de polvo, hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
--------------	--

**Fotos de desechables bata de laboratorio niño:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

