

Descripción de la tapa del clip desechable:

Material: no tejido PP

Color: blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (Todos los colores pueden estar disponibles)

Estilo: sencillo o doble elástico elástico

Peso: 10g-30g

Tamaño: 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 28 "

Detalles de empaque: 100 PC / bolso, 20 PC / CTN

Certificación: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origen: China

Especificación de la tapa del clip desechable:

Material	PP no tejido
Peso	10-30g
Estilo	Elástica (libre de látex), simple y doble estilo elástico
tamaño	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

Fotos del clip del casquillo desechable:





PF:

(1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?

Somos un fabricante con sede en la ciudad de Xiatao, Hubei. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.

(2) ¿Puedo obtener muestras para probar calidad? pequeña orden del rastro aceptable?

Sí, nos gustaría enviarle muestras para su evaluación. Para pequeño sendero también se da la bienvenida.

(3) ¿Puede ofrecer un servicio personalizado?

Sí tamaño, personalizado y de marca OEM disponible.

(4) ¿Qué hay de sus productos principales?

Nuestros productos principales incluyen mascarilla desechable, gorra bouffant desechable, bata desechable, Bata de laboratorio, bata quirúrgica, delantal desechable, cubierta de zapatos, etc.

(5) ¿Cuál es su plazo de entrega?

Por lo general, dentro de 15 días para el envase 20 pies.