

### Especificación de blanco bata desechable:

1. bata desechable está hecho de material de protección de aislamiento de alto rendimiento.
2. trajes de PP (2 piezas Pantalones & amp; Top con cuello en V con enclavamiento
3. Con capucha sin arranque, 2 piezas (pantalón & amp; parte superior)
4. Elástica en la muñeca y tobillos, elástico en la capucha, 5 cm elástica alrededor de la cintura.
5. No hay cremalleras, botones y no hay ninguna velcro en la parte superior. Costura en el centro de la parte frontal de la parte superior.
6. Material: PP no tejido muy suave, de color blanco. Con el cambio Crouch.

### Carta del tamaño blanco bata desechable:

Tamaño: M (Top 74x116cm, 106x112cm inferior)  
Tamaño: L (Top 78x124cm, 108x116cm inferior)  
Tamaño: XL (Top 82x130cm, 112x120cm inferior)  
Tamaño: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm inferior)  
Tamaño: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm inferior)  
Tamaño: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm inferior)  
Tamaño: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm inferior)

### Descripción de blanco bata desechable:

Producto nombre	desechable sobretodo de tipo 5 no tejida
Material	película microporosa
Peso neto	5,5 kg / cartón
Estilo	Collar de la cremallera
embalaje	1piece por bolsa de 50 piezas por caja
Caja de cartón	48 * 30 * 50cm, etc.
Solicitud	Se utiliza en la clínica, hospital, farmacia, restaurante, procesamiento de alimentos, salón de belleza, industria electrónica, etc.
MOQ	100cartons
Muestra	Las muestras libres serán preparados por encargo
Capacidad de suministro	5000 cajas por mes
Puerto de carga	Wuhan o Shanghai
Plazo de pago	T / T, L / C, D / P, D / A, Western Union, Paypal, fideicomiso, etc.
El tiempo de entrega	15 días o dependen de la cantidad de la orden
Certificado	CE, FDA, ISO, el estilo libre, etc.

### Detalles del cuadro de blanco bata desechable:



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

