

### **Descripción de la bata de laboratorio desechable:**

1. Nombre: No tejido bata de laboratorio
2. Aplicación: hospital, hotel, lugar a prueba de polvo, alimentos / taller electrónico / química
3. Material: PP + PE
4. Color: Blanco, verde, amarillo, azul, rosa
5. Estilo: Puño elástico / de punto, cuello redondo / con el collar, botón frontal / velcro, Personalización está disponible
6. Tamaño: S-XXXL tallas disponibles
7. Embalaje: 5PCS / polybag, 50PCS / cartón y como sea necesario
- 8.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolerancia como diversos tamaños y materiales)
9. Mini cantidad: 10, 000PCS
10. Certificado: CE, FDA, ISO13485

### **Características de las chaquetas desechables no tejidos:**

1. Bata de aislamiento está hecho de un excelente material no tejido de mayor proveedor
2. sin pelusa, resistente al agua, buena resistencia a la tracción, cómodo
3. respirable, excelente para disipar el calor del cuerpo, contra la salpicadura de

### **Estilos de bata de laboratorio desechable:**

- Cuello, abierta y botones
- Cuello, elástico y botones
- Cuello, abierta y cremallera
- Cuello, elástico y cremallera
- Cuello, abierta y velcro
- Cuello, elástico y velcro
- cuello y puños de punto, botones
- cuello y puños de punto, con cremallera

### **Detalles del cuadro de la bata de laboratorio dental desechable:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



