

Mascarilla desechable cara con gancho para la oreja, la máscara de hospital desechables, mascarillas desechables fábrica

Detalles rápidos para la máscara de hospital desechables

- 1) Capa: 3ply, pp no tejidos + alta filtración de papel + PP no tejido
- 2) Tamaño: 19.5X7.5cm
- 3) Color: blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro, contamos con 11 colores diferentes por completo.
- 4) gancho para la oreja: elástico plano, redondo elástico, o lazo en el gancho para la oreja
- 5) El bar de la nariz: de plástico o metal

Nuestras máscaras desechables pueden lograr siguiendo la norma de calidad

- 1) Conforme a EN14683: 2005
- 2) la eficacia de filtración bacteriana (BFE%) > 99%.
- 3) tipo estándar IIR, la resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.

Cómo usar mascarilla desechable con gancho

- 1) Flat las mascarillas desechables
- 2) Empuje mascarillas desechables planas a la cara
- 3) Mantenga la máscara con la mano izquierda, y manejar el cordón alrededor de la parte del oído con la mano derecha
- 4) Mantenga la máscara con la mano derecha y la manija de la cuerda de seguridad alrededor de la parte del oído con la mano izquierda.
- 5) Abrir los pliegues, y presione la pinza en la nariz.

Embalaje de máscara de hospital desechable

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 PC
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 PC
Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales			

Otras informaciones de mascarilla desechable con gancho

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días

El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Imágenes de mascarilla desechable con gancho





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

