

todos [tapa de arranque](#)> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Se puede personalizar varios de estilo de acuerdo con sus diferentes requisitos.

Tela MATERIAL

microporoso

Estilo

Con elástico

Dimensiones S IZE

36 * 55 cm se puede personalizar de acuerdo a su solicitud

color

el color blanco

Certificado

ISO13485, FDA, Ce

MOQ:

10000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

100pcs / bolsa, 1000 pcs / cartón, o Como su requisito

Capacidad

60,000 PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

APLICACIONES

Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo

La imagen de [Cubierta de arranque microporosa desechable](#)







