

la propiedad de Cubiertas de silla dental no tejida

todos cubiertas de silla> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

1. Tamaño: Normalmente Tamaño: 150x75cm, silla cubierta de almohada: 26 * 22 cm se puede personalizar
2. hecho de no tejido, suave y cómodo, limpio y sanitario.
3. Conveniente y liviano, fácil de usar.
4. Gran agua repelente, amigable para la piel y cómodo.

la especificación de Cubiertas de silla dental no tejida

Nombre

Cubiertas de silla dental no tejida

Material

No tejido, pp, sms

estilo

Con elástico o con los lazos.

Tamaño

150x75cm, silla cubierta de almohada de la silla: 26 * 22 cm, u otro tamaño puede ser personalizado

color

Azul

Embalaje

1Set / Bolsa, 25 sets / cartón ,puede ser personalizado

Caja de cartón

Todas las bolsas internas y la impresión de cartón pueden ser como su diseño

Tamaño de cartón

28 * 22 * 33 cm

APLICACIONES

Para el hospital, clínica

MOQ

2 000 conjuntos

Muestra

> se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de los 3 días hábiles

Pago de manera

T / T, PayPal, L / C

Tiempo de entrega

En 20-25 días

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[la imagen de Cubiertas de silla dental no tejida](#)







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



