

## Introducción de manguitos desechables PE:

1. Buena, peso ligero protector, libre de látex.
2. Sewing y estilo automático, un uso cómodo.
3. White, azules, rojos, verdes, amarillos puede estar disponible.
4. Tamaño: 20x40cm, 20x60cm o como sus requisitos.

Es ampliamente utilizado en el hospital, fábrica de alimentos, hogar, polvo taller gratuito, electrónica fabrica  
fábrica y así sucesivamente.

## Nuestra ventaja:

1. fabricante directo, precio de fábrica;
2. 1 \* 40 contenedor de HO se puede acabar en 15 días;
2. CE ISO aprobado por la FDA, calidad estable;
3. Servicio en 24 horas, la muestra se puede acabar en 2 días, muestra gratis.

## Nuestra Política de la muestra:

1. La muestra según su dibujo de estudio. Tiempo de muestreo: 3-5 días.
2. El diseño de su propia muestra, a continuación, rehacerlo.
3. Las muestras existentes Tiempo de muestreo: 1 día.
4. Hacer la producción en masa después de confirmar la muestra.

## Presupuesto:

Material	EDUCACIÓN FÍSICA
Peso	35g
Estilo	Elástico
tamaño	21.5 pulgadas o como sus requisitos
Color	Blanco, también podemos hacer azul, verde, amarillo, rojo y así sucesivamente
Embalaje	100pcs / bag, 10bags / CTN
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
Tamaño del cartón	40 * 20 * 32cm
aplicaciones	Ampliamente utilizado en el hospital, fábrica de alimentos y el taller libre de polvo

## Foto de manguitos desechables PE:



