

tapones quirúrgicos desechables Introducción:

casquillos bouffant quirúrgicos desechables están hechos de material blando PP no tejido, costura y estilo automático.

Desechables gorros quirúrgicos tapas de enfermería no tejidos son cómodas para la protección personal en el hospital u otro lugar médica.

También los "esponjado" estilo tapas quirúrgico es más cómodo para las personas con el pelo más largo. Esta es una buena opción porque tiene más espacio y no se mantiene el sudor contra el cuero cabelludo que puede promover la irritación y picazón. Un cirujano no puede preocuparse por rayar su cabeza mientras se realiza la cirugía.

cardado quirúrgica desechable tapas Ventajas:

1. Capacidad: repele los líquidos de los exteriores.
2. Material: PP tela no tejida.
3. El saneamiento y la calidad de acuerdo con la CE, ISO13485
4. Logotipos de los clientes es aceptada.
5. Diversos tamaños y colores disponibles.
6. total del vello cubierta hecha de fibra suave cómoda, unida térmicamente luz de polipropileno con un borde elástico encapsulado.
7. Cap se pliega de forma compacta en la tira de abrir fácilmente para dar forma.
8. Con simple o doble elástica disponible, en forma plisada o clip con varios colores disponibles.

Quirúrgicos desechables casquillos Indicaciones:

1. Adecuado para la electrónica fabrica, restaurantes, procesamiento de alimentos, escuela, hospital, etc. Ampliamente utilizados en la clínica, hospital, restaurante, tienda de alimentos.
2. Sterile tapas desechables se utilizan para el personal médico de hospitales clínicos y pacientes.
- tapas desechables 3. Non estériles se pueden utilizar para taller libre de polvo , hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente.

Quirúrgicos desechables casquillos Especificaciones:

Material	PP no tejido
Peso	10-30g
Estilo	Elástica (libre de látex), simple y doble estilo elástico, con el pico
tamaño	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Color	azul (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

Detalles del cuadro de tapones quirúrgicos desechables:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

