

Quirúrgico desechable mascarara facial

1. Fabricante dirigible, máscaras faciales desechables, Cualquier color.
- 2.en14683, ISO, CE, FDA, BFE> 99%, tipo II / Tipo Estándar IIR.
- 3.Capacidad: 1000,000pcs / día, 1 * 40HQ puede ser terminado dentro de 10-15 días;
- 4.Laxet gratis, sin facilidad, respetuoso del medio ambiente, OEM diseño de embalaje

La propiedad de la mascarilla quirúrgica desechable.

Todas las máscaras están hechos de los materiales de la más alta calidad, brindan una excelente protección y Comodidad superior:

- Este producto contiene telas no tejidas, telas fundidas y nariz sopladas. Clips: también es cómodo de usar durante mucho tiempo.
- Lazo en o en el bucle oído puede elegir

La especificación de quirúrgica desechable. mascarara facial

Material de tela	Capa 1: PP no tejida Capa 2: Papel de alta filtración Layer3: PP no tejido
Estilo	atar o oreja círculo
Tamaño de las dimensiones	17.5 * 9.5 cm
Peso de la tela	20GSM + 25GSM + 20GSM
Color	blanco azul, verde, amarillo, naranja, rosa, lila, verde fresco, burdeos, etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000pcs
Embalaje diseño	puede ser como su diseño
Embalaje	50 piezas / caja, 2000 PCS / CTN, o como su requisito
Capacidad	1000,000pcs por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Hospital, Laboratorio, Clínica, industria alimentaria, taller sin polvo.

La imagen de la mascarilla quirúrgica desechable





