

todos [Vestido quirúrgico desechable](#) están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Se puede personalizar varios de estilo de acuerdo con sus diferentes requisitos.

[Tela MATERIAL](#)

Material de SMS

Estilo

Con velcro en collar, corbata en los puños de punto de la cintura

Dimensiones S IZE

X-3xl

Tela W OCHO

30-60g, C Ould SER Como su solicitud

color

Color azul

Certificado

ISO13485, FDA

MOQ:

10000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

1pc / bolsa de papel de plástico, 50pcs / ctn, o Como su requisito

Capacidad

60,000 PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

[Aplicaciones](#)

Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo, hospital

La imagen de Vestido quirúrgico desechable





Ultrasonic seams
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous



