

## desechable blanco batas de laboratorio introducción:

1. Material no tejido de polipropileno con anti-estática
2. 20-60g / m2 de peso
3. tejida brazaletes elástico // abierto
4. manga larga / corta
5. fabricante directamente, batas de laboratorio desechables, cualquier color
6. Capacidad: 10,000pcs / día, 1 \* 40HQ pueden acabar dentro de 10-15 días
7. Buena barrera para líquidos y transpirable, OEM embalaje de diseño, servicio en 24 horas
8. Tenemos la certificación CE, FDA e ISO 9001

## Bata blanca de laboratorio desechable características:

1. Elige el mejor de no tejido que proporciona barreras fiables y selectivas a las bacterias, sangre y otros fluidos.
2. resistente al agua, buena resistencia a la tracción sin pelusa, cómodo, transpirable. Excelente para disipar el calor del cuerpo, antiestático, contra la salpicadura de líquido
3. Grandes efectos antibacterianos, la protección de los trabajadores contra la exposición a diversas partículas de contaminantes e insecticidas, etc.

## Capa del laboratorio desechable Características Material:

PP bata desechable hecha de material de polipropileno hidrófobo, sin látex; resistente a la abrasión; baja pelusa; con un alto nivel de repelencia al fluido.

## Desechables Especificaciones de la capa de visitantes:

Producto:	desechables bata blanca
Material:	PP no tejido
gramaje:	20-50gsm
Estilo:	mangas largas o cortas; puño elástico o de punto; solapa / stand / redondo / cuello de punto opcional con / sin bolsillo; con botón a presión o cierre de velcro
Solicitud:	para, farmacéutica, sector cultural de laboratorio médico
Color:	Azul , blanco, azul oscuro, etc, opcional
MOQ	5000pcs
Embalaje:	5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;
Almacenamiento:	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
Condiciones de pago:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,
Otro servicio:	OEM y de logotipo / marca
Proceso de dar un título:	CE, ISO13485
El tiempo de entrega	doapacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;

**Detalles del cuadro de bata blanca de laboratorio desechable:**

