

La propiedad de la máscara facial quirúrgica desechable

Todas las máscaras están hechas de materiales de la más alta calidad, proporcionan Excelente protección y comodidad superior:

- Este producto contiene de telas no tejidas, telas de derretimiento y clips de nariz
- También es cómodo de usar durante mucho tiempo
- El bucle de atado o el oído puede elegir

La especificación de mascarilla quirúrgica desechable

| | |
|------------------------------|---|
| Material de tela | Capa 1: PP no tejida Capa 2: Documento de filtración alto Capa3: PP no tejida |
| Estilo | Atar o bucle de orejas |
| Tamaño de dimensiones | 17.5*9.5 cm |
| Peso de la tela | 20GSM + 25GSM + 20GSM |
| Color | blanco azul, verde, amarillo, naranja, rosa, lila, verde fresco, burdeos, etc. |
| Certificado | CE, ISO13485, FDA |
| Moq | 100000 piezas |
| Embalaje diseño | puede ser como tu diseño |
| Embalaje | 50 pcs/caja, 2000 PCS/CTN, o como su requisito |
| Capacidad | 1000,000pcs por día |
| El tiempo de entrega | 7-30 días |
| Aplicaciones | hospital, laboratorio, Clínica, industria alimentaria, taller sin polvo |

La imagen de la máscara facial quirúrgica desechable





