

## Descripción de médicos quirúrgicos friegan los sombreros:

Nombre del producto:	fabricante médico cirujano gorra China, hospitales casquillos bouffant quirúrgicos, médicos quirúrgicos friegan los sombreros	Material:	PP no tejido
Color:	blanco (otros colores puede estar disponible)	Estilo:	única elástica
Tamaño:	19 "	gramaje:	PP10g

## Ventajas de médicos quirúrgicos friegan los sombreros:

banda elástica alrededor de 1.Pleated, un amplio espacio para el pelo largo. Se puede prevenir la caída de los pelos para evitar posibles problemas.

2.Used en hospitales y sala limpia.

3.Breathable, no absorbente, durabilidad

4.PP no tejido, económico, elegante y de buen aspecto.

## Las indicaciones de médicos quirúrgicos friegan los sombreros:

Los médicos quirúrgicos friegan los sombreros se utilizan para el personal médico de hospitales clínicos y pacientes.

Y las tapas desechables no estériles se pueden utilizar para taller libre de polvo , hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente.

## Especificaciones del fabricante médico cirujano gorra de China:

Material	PP no tejido
gramaje	10g
Estilo	única elástica
tamaño	19 ", etc.
Color	Blanco, (Otros colores pueden estar disponibles)
embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn

diseño de embalaje	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	Para el personal médico de hospitales clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

**Cuadros del detalle del fabricante médico cirujano gorra de China:**



