

1. Material: PP NO WOVEN / PP + PE / SMS
2. Estilo: un solo elástico, doble elástico.
3. Peso de gramo: 10G-20G
4. Color: blanco, azul, verde, etc.
5. Certificado: CE, ISO 13485, FDA aprobado

Parámetro del producto

Material	SPP / PP + PE / SMS
Peso	10-20gms
Estilo	Elástico único, doble elástico.
Tamaño	18 ', 19', 20 ', 21'
Color	Blanco, verde, azul, etc.
embalaje	100pcs / bolsa, 2000pcs / cartón
diseño de embalaje	Toda la bolsa interior y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
tamaño del cartón	Estándar
Aplicaciones	Hospital, spa, belleza y etc.
Moq	100000 PC
Muestra	Se puede suministrar gratis para su verificación de calidad dentro de una semana.
Plazo de pago	T / T, L / C
El tiempo de entrega	Como su cantidad (podemos terminar 100,000 PC por día)
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Ventaja del producto

Cena suave y cómoda.

Polvo a prueba de polvo

Resistencia al agua

Material respetuoso con el medio ambiente

Imagen del producto

Tiempo de espera

En 15-25 días después de confirmar el depósito de recepción.

Productividad

100,000 PCs por día

Embalaje

100pcs / bolsa, 2000pcs / cartón

100pcs / bolsa, 1000pcs / cartón

Puerto de embarque

Wuhan / Shanghai / Ningbo Port o cualquier otro puerto en China