

Introducción de sala limpia de polvo monos blancos:

1.Place del origen: ciudad de Xiantao, provincia de Hubei, China

2. Material: PP50g

3. Tamaño: S, M, L, XL, XXL, XXXL, etc.

4. Color: Blanco, etc.

5. Estilo: mangas largas, sin capucha y botas, con cremallera frontal con solapa, puños elásticos con ojo de dedo, tobillos elásticos, con elástico en la cintura.

6.Feature: respetuoso del medio ambiente, a prueba de polvo, anti-estática, fácil de usar, sentirse cómodo, libre para trabajar.

7.Delivery tiempo: 10-15 días para un contenedor lleno de 20 pies.

especificaciones de guardapolvos de sala limpia de polvo blanco:

Nombre	guardapolvos de sala limpia de polvo blanco, repplent general de agua desechables, ropa de trabajo desechable
gramaje	PP50g, o gramos como su petición
Estilo	mangas largas, sin capucha y botas, con cremallera frontal con solapa, puños elásticos con ojo de dedo, tobillos elásticos, con elástico en la cintura ..
Color	blanco
tamaño	S-4XL
Embalaje	1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn
El diseño que embala	toda la impresión de bolsas y cartón interno puede ser como su diseño
campo uso	1, el uso del recinto limpio, fábrica de alimentos, el uso de la planta electrónica, 2, el uso médico, el uso de Industria de la pintura, el uso agrícola del campo, 3, el uso de la industria petroquímica, etc.
política de la muestra	1, que se ofrecen muestras gratuitas. 2. Muestra según su dibujo de estudio. Tiempo de muestreo: 2-5days. 3. El diseño de su propia muestra, a continuación, rehacerlo. 4. Las muestras existentes Tiempo de muestreo: 1 día. 5. Hacer la producción en masa después de su confirma la muestra.

embalaje de guardapolvos de sala limpia de polvo blanco:

Embalaje: 5 PC / bolso, 50 PC / ag o 1 PC / bolso, 50 PC / CTN

El logotipo de su empresa puede ser impreso en la bolsa interna y cajas de cartón.

Fotos de guardapolvos de sala limpia de polvo blanco:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

