

verde Mascarillas médicas 3ply con gancho interno mascarillas quirúrgicas 3layers bfe > 95%

desechable La mascarilla quirúrgica está hecha de 3 capas, las capas internas y externas son de PP no

tejido, medio La capa es de papel de filtro 99 de alto estándar. Con estilo Ear-loop.

Ventajas de la mascarilla quirúrgica desechable

1. desechable Tamaño de la mascarilla: 17,5x9,5 cm, 3 CAPAS.
2. Muy baja resistencia a la respiración, libre de olores extraños, sin ningún tipo de estimulante sensación.
3. La barra de la nariz puede ser adaptable, cómoda, sin fibras de vidrio, sin látex.
4. BFE (eficiencia de filtración de bacterias) $\geq 95\%$ (99%).
5. Utilice tecnología de soldadura ultrasónica, uso cómodo.
6. blanco, azul, verde, rojo, rosa, amarillo puede estar disponible.

indicaciones de la mascarilla quirúrgica desechable

1. Los productos estériles son utilizado para el personal médico clínico del hospital y los pacientes.
2. Los productos no estériles se pueden utilizar sin polvo Taller, hospital, laboratorio, industria alimentaria, fabricación electrónica, etc. en.
3. Para evitar la propagación de líquidos corporales y el contenido de salpicaduras de sangre. y aislar polvo, partículas, alcohol, sangre, bacterias y virus invasores.

mascarilla quirúrgica desechable embalaje normal

1, no estéril, 50pcs / box, 2000pcs / ctn, cartón tamaño: 52x38x30cm,

1 * 20 pies carga: 500 cartones, 1 * 40HQ carga: 1150 cartones.

2, Estéril, 1pcs / bolsa, 50 bolsas / caja, 1000pcs / ctn, tamaño del cartón: 52x19x30cm

Especificaciones de la mascarilla quirúrgica desechable

Descripción	Mascarillas desechables quirúrgicas para la higiene de los dentistas
Material	3ply, pp no tejido 20g + filtro 20g + pp no tejido 25g
Peso	20 + 20 + 25g (cómodo, sin fibras de vidrio, sin látex).
Estilo	Elástico orejera (sin látex)
Talla	17,5x9,5 cm (adulto)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, morado, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	No estéril: 50 pcs / caja, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja interior y la impresión de cartón puede ser como su diseño

tamaño del cartón	Los 52x38x30cm
Aplicaciones	hospital personal médico clínico y pacientes. taller libre de polvo, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	5000 PCS
Muestra	Puede ser suministrado gratis para su control de calidad dentro de una semana
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / FIDEICOMISO
El tiempo de entrega	como tu cantidad (podemos terminar 1 millón de piezas por día)
Puerto FOB	Wuhan / Shanghái / Ningbo / Guangzhou

