

Product details

Características de la bata quirúrgica de SMS:

material de 1.SMS: Sin pelusa, resistente al agua, buena resistencia a la tracción, cómodo.

2.Light peso, no irritante, propiedad antibacteriana, buena resistencia a la tracción, transpirabilidad Superior

y anti-estática, resistencia al impacto, suave y cómodo.

3. Proporcionar una excelente barrera a la sangre potencialmente infecciosos y otros fluidos corporales. en contra

la salpicadura de material químico y polvo sólido.

4.Disponible bata quirúrgica SMS es la ropa más convencional médica, puede llegar a la salud normas de protección en el caso general.

5.SMS: "Tres defensas" (impermeable, anti-alcohol y salpicaduras anti-sangre) para cumplir con las normas médicas nacionales e internacionales.

Información de SMS reforzado bata quirúrgica:

Nombre: SMS verde reforzada planta bata quirúrgica, bata de hospital quirúrgico estéril, embalaje estéril reforzado bata quirúrgica

Material: SMS

gramaje: 50 gsm

Cierre: con cierre de cinturón o con cierre de velcro

Solicitud: para, farmacéutica, sector médico, quirúrgico de laboratorio, industriales

Tamaño: S / M / L / XL / XXL / XXXL

Color: Verde, azul, etc., opcional

Embalaje: Embalaje normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton

Almacenamiento: Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén


Proceso de dar un CE, ISO13485, FDA
título:

Carta del tamaño:

QUIRÚRGICO / AISLAMIENTO TABLA DE VESTIDO TAMAÑO (Carta del tamaño personalizado es bienvenido)

CM	S	METRO	L	SG	XXL	XXXL
ALTURA	115	115	120	125	130	135
LONGITUD PECHO	127	137	140	145	150	155

diagrama de SMS:



Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, muestra libre.
- 2, Pequeña orden aceptable;
- 3, los términos L / C, T / T, D / P disponibles;
4. FOB, CNF, CIF, EXW términos disponibles;
- 5, precio competitivo y estable porque somos fábrica.
- 6, los productos calificados. 3ª parte de inspección del producto es aceptable.
- 7, el servicio del OEM. Más opciones en material, patrón, tamaño y embalaje;
- 8, la entrega oportuna. El mejor tiempo de espera es 25-30 día para un envase 40HQ.
- 9, profesional de servicios de exportación. Documentación, despacho, transporte marítimo, todo en uno.
- 10, bueno después de servicio de venta. Tomamos el cuidado de las quejas como nos gustaría ser su proveedor a largo plazo!