

Manta de calentamiento médico no tejido desechable de buena calidad

La manta médica desechable no tejida está hecha de no tejido y polyetere en el lado.

Proporciona calidez y comodidad durante las emergencias de primeros auxilios

Ampliamente utilizado para uso de un solo paciente

Perfecto para uso de emergencia, kits de primeros auxilios, centros de atención urgente, hospitales y otros centros de atención médica

Este material no tiene látex

Material:

100% de poliéster en el interior, fuera de PP no tejido

Característica: desechable, impermeable

Escribe:

sábana plana, mantas co-amigables

Forma: rectangular

Patrón: rayado

Uso: hotel, desechable, hospital

IS_Customized: Sí

Peso: 220-700G, 220-700G

Temporada: cuatro temporadas

Nombre del producto: manta médica desechable

Palabras clave: desechables

Color: azul, blanco o personalizado

Tela: 100% polyetser, pp no tejido

Uso: aerolínea, hospital, hogar de ancianos

Logotipo: Aceptar el logotipo personalizado

Diseño: acepte diseños personalizados

Paquete: 1pc/bolsita de poli



110 X 170cm
200g
羽绒被