todos <u>tapa de arranque</u> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no deuda son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Varios estilo se pueden personalizar de acuerdo con su requisito diferente.

Tela MATERIAL

No tejido

Estilo

Con elástico

Dimensiones S IZE

36 * 55 cm se puede personalizar de acuerdo a su solicitud

color

Color azul

Certificado

ISO13485, FDA, Ce

MOQ:

10000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

100pcs / bolsa, 1000 pcs / cartón, O como su requisito

Capacidad

60,000 PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

APLICACIONES

Laboratorio, clínica, Industria de los alimentos, Taller sin polvo

La imagen de <u>el hospital no tejida cubierta de arranque pp desechable</u>









