

Descripción de uso hospitalario bata de laboratorio no tejido:

1. Material: PP50g
2. Color: verde,
3. Estilo: punto del collar, botón de manguito / delante
4. Tamaño: S-XXXL tallas disponibles
5. Embalaje: 5PCS / polybag, 50PCS / cartón y como sea necesario
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolerancia como diversos tamaños y materiales)
7. Mini cantidad: 10, 000PCS
8. Certificado: CE, FDA, ISO13485

Características de hospital procesan de bata de laboratorio no tejido:

1. Hand coser, de color verde, knitted manguito y el collar con el bolsillo.
2. Non irritante, propiedad antibacteriana, buena resistencia a la tracción, sin pelusa, transpiración y anti-estática, resistencia al impacto, suave y cómodo.
3. Against de material químico y polvo sólido.

bata de laboratorio 4. Usually no tejido con el efecto de lugar libre de polvo y anti-virus de ser ampliamente utilizados pública, la industria médica, la limpieza del ambiente, fábrica electrónica, procesamiento de alimentos, la escuela y el hospital.

LAB capa carta TAMAÑO:

carta del tamaño bata de laboratorio
(Tamaño personalizado es bienvenido)

CM	S	METROL	SG	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL	
ALTURA	100	103	107	110	112	113	120	120
LONGITUD PECHO	132	135	137	140	142	147	150	158

Especificación de uso hospitalario bata de laboratorio no tejido:

Nombre: uso hospitalario bata de laboratorio no tejido, Bata de Laboratorio verde de alta calidad médica, no tejido fabricante bata de laboratorio en China

Material: PP no tejido

gramaje: 50gsm

Estilo:	mangas largas o cortas; puño elástico o de punto; solapa / stand / redondo / cuello de punto opcional con / sin bolsillo; con botón a presión o cierre de velcro
Solicitud:	para, farmacéutica, sector cultural de laboratorio médico
Color:	verde o personalizado opcional
MOQ	5000pcs
Embalaje:	5 o 10pcs / bag; 50 o 100pcs / CTN;
Almacenamiento:	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
Condiciones de pago:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,
Otro servicio:	OEM y de logotipo / marca
Proceso de dar un título:	CE, ISO13485
El tiempo de entrega	doapacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;

Fotos del hospital procesan de bata de laboratorio no tejido:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

