

[KF94 Willow Mask KF94 Corea 4 Color en blanco y negro Color para adultos](#)

Todas las máscaras están hechas de materiales de la más alta calidad, que proporcionan una excelente protección y comodidad superior:

- Los materiales no encendidos son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frías, incluso durante casos largos
- El taller súper suave hace que se sienta cómodo durante mucho tiempo

[KF94 Willow Mask KF94 Corea 4 Color en blanco y negro Color para adultos](#)

Tela Material	Capa 1: PP no tejido (impresión personalizada) Capa 2: Documento de filtración alto Capa 3: Documento de filtración alto Capa4: PP no tejido
Estilo	4ply, con bucle de oído redondo
Dimensiones s ize	20*8 cm
Fabric W Ocho	30 GSM + 25GSM + 25 GSM+25gsm, c oUld be Como su solicitud
Color	Máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	20000pcs
Diseño de embalaje	puede ser como su diseño
Embalaje	5 0 PCS/B buey, 200 0 ordenador personal s/ctn, o Como su requisito
Capacidad	1 millón PCS por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Hospital, Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo

[la imagen de máscara de sauce kf94](#)

 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



