

Vestido desechable está hecho de Material protector de aislamiento de alto rendimiento. Ampliamente utilizado en la seguridad médica Taller protector, aséptico, aislamiento protector, fábrica de electrónica de minería, Fábrica de alimentos Farm Animal Grayry Biohazard y así sucesivamente.

Con dos tipos de procesos: costura y unión térmica de ultrasonido.

Características del material:

1. vestido de PP

Está hecho de polipropileno hidrofóbico. material, libre de látex; resistente a la abrasión; Lintilidad baja; con un alto nivel de líquido. Repelencia.

Color: blanco, verde, azul, amarillo, naranja. y entonces en

Peso del material: 30-65GSM.

2. Vestido PP + PE

Está hecho de material PP + PE, libre de látex; resistente a la abrasión; completamente fluido impermeable y repelente al alcohol.

Color: blanco, verde, azul, amarillo.

Peso del material: 40-65GSM.

3. Bata SMS (estándar y Reforzado):

Está hecho de material SMS / Spunlace hidrofóbico, libre de látex; resistente a la abrasión; lintilla baja; con un alto nivel de repelencia de fluidos; a Buena barrera a la sangre, fluidos corporales y patógenos.

Con StarnDard y reforzado. Estilo de estilo Forzado con refuerzo de protección adicional en manga y Cofre que puede ser un repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Disponible Color: Blanco, Azul.

Peso del material: 35-65GSM.

4. Bata microporosa.

La permeabilidad es fuerte, antiestática; Mejor permeabilidad, en una variedad de solventes orgánicos, ácido y álcali. Resistencia a la corrosión al mismo tiempo, con alta resistencia al impacto. Propiedades mecánicas de la resistencia, textura suave, cómoda no Combustión: soporta no tóxico no irritante, inofensivo para la piel.

Color disponible: blanco

Peso del material: 45-65GSM.

La especificación del vestido desechable.

Material de tela	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Estilo	Corbata en / cinta mágica en el cuello, Puños elásticos / tejidos,
Talla	S-5xl
Color	blanco azul, Verde, amarillo, rosa, etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000pcs
Embalaje diseño	puede ser como su diseño
Embalaje	10 PCS / CAJA, 100 PCS / CTN, o como su requisito
El tiempo de entrega	Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

imagen





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





