

ligero cómodo [cubierta de cama desechable para hospital/SPA](#)

Somos [fabricante de cubrecamas desechables en China](#) .Hecho de Material protector de aislamiento de alto rendimiento. Ampliamente utilizado en hospitales para camas de emergencia y camas quirúrgicas. [cubierta de cama desechable](#) Se utiliza en hoteles y camillas de masaje. Para prevenir la propagación de fluidos corporales y salpicaduras de sangre y aislar el polvo, las partículas, el alcohol, la sangre, las bacterias y los virus invasores.

Material	PP, PP/PE, SMS, SMMS
Estilo	Extremos planos, elásticos, extremos cuadrados, rollo.
Tamaño	80x19020cm, 90x20020cm, 160x19020cm, 160x20020cm, 180x20020cm...
Color	Blanco, verde, azul, amarillo, rosa, etc.
Embalaje	10 unidades/caja, 10 bolsas/caja o 5 unidades/bolsa, 50 unidades/bolsa
Diseño de embalaje	puede ser como su diseño
Cantidad mínima de pedido	5000 piezas
<b>Muestras</b>	Se puede suministrar gratis para su control de calidad en un plazo de 3 días.
<b>El tiempo de entrega</b>	Capacidad: 10.000 unidades/día, 1*40HQ se puede terminar en 10-15 días
<b>Puerto FOB</b>	Wuhan/Shanghái/Ningbo/Guangzhou

Imagen





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

