

## **Introducción de médicos tapas baratas médico:**

Nombre de la marca: ORIENT HONESTO

Proceso de dar un título: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origen: China, la provincia Hubei, ciudad de Xiantao

Material : tela no tejida

Color: rosado, (Todos los colores pueden estar disponibles)

Estilo: tapas de clips elásticos sinlge

Peso: 10g

tamaño: 19 "

Detalles de empaque: 100 PC / bolso, 20 PC / CTN

## **Características de médicos tapas baratas médico:**

propia tela no tejida tiene las características del medio ambiente, el buen anti-virus, luz peso, a prueba de polvo, el costo barato, ningún daño al medio ambiente natural, etc .. por lo que el artículo médico

tapas baratas médico la permeabilidad es fuerte, adecuado para mucho tiempo al desgaste. También es bueno para

viajar y efecto obvio, puede bloquear el flotador, el polvo y microorganismos, etc. Normal para el uso desechable, mayores necesidades de salud ambiental, evitar que el pelo, caspa, etc.

## **Aplicación de médicos tapas baratas médico:**

color rosado médicos tapas médico baratas, lavado quirúrgico tapas de distribuidor, enfermería desechable traje gorro quirúrgico para uso médico, higiene de los alimentos, la electrónica, sin polvo de sala limpia, textiles y otras industrias.

## **detalle del producto:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

