

## Product details

### Aplicación de productos consumibles médicos desechables vestido SMS

1. Bata quirúrgica se puede utilizar en el hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica, en cualquier lugar que necesite protección;
2. bata quirúrgica puede ser utilizado como un protection.Prevent visita a cruzar la infección en el tratamiento médico  
en el campo del saneamiento. Económico y desechable. De acuerdo con las normas de higiene;

### Especificación de consumibles médicos desechables vestido SMS

|                    |   |
|--------------------|---|
| N / Ayo            | consumibles médicos desechables bata proveedor de SMS, médicos desechables Batas de protección, disposaple médico vestido de médico |
| gram material      | SMS 45 gsm (cómoda, sin fibras de vidrio, libre de látex.)  |
| Estilo             | Corbata o de gancho y lazo en el cuello, lazo en la cintura, puños de punto   |
| tamaño             | 115 * 137 cm, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 170x170cm o como su requisito  |
| Color              | azul oscuro   |
| embalaje           | Estériles: 1pcs / bolsa estéril, 50pcs / CTN; No estéril: 5pcs / bag, 50pcs / ctn   |
| diseño de embalaje | Toda la impresión bolsa y cartón interno puede ser como su diseño   |
| certificaciones    | CE / ISO13485 / FDA   |
| Muestra            | se puede suministrar libre para su cuenta corriente dentro de 2 días  |
| aplicaciones       | Se utiliza principalmente en el hospital, el personal médico y los pacientes clínicos.  |

### Característica de productos consumibles médicos desechables vestido de SMS:

1. Las muestras y personalización disponible.
2. Profesional control de calidad para el control de la calidad del producto. Todos los productos cumplen con la norma internacional de calidad, tales como CE, ISO13485, FDA.
3. Tener la suficiente experiencia y ganado una gran reputación de nuestros clientes en todo El mundo tales como Estados Unidos, América del Sur, Europa, Sudeste de Asia, el Oriente Medio.
4. El pago rápido, entrega rápida y precio competitivo.
5. La calidad estable y el mejor servicio post-venta.
6. El servicio del OEM está disponible.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company established?

R: Yes, we are directly from the manufacturer, our factory was established in 2003, we have our own company for the rights exported in 2013.

Q: 2. What is the annual business volume for your company?

R: Normally it is around USD 18 million, 20 million, which is still in growth.

Q: 3. What is the number of employees in your company?

R: Our factory has about 380-400 qualified workers, 10 quality professionals for quality control in each process and 10 sales professionals with 3-8 years of experience in the international trade department.

Q: 4. What is the percentage of your product distribution for local and export?

R: En la actualidad, el 90% para la exportación, 10% para el local.

## The happy time with customers

