

Product details

Introducción:

batas desechables no estériles cirugía se hacen de hidrófobo desechable materiales y están diseñados principalmente para las personas, como médico, el paciente y los trabajadores una protección óptima en la clínica, hospital, farmacia, restaurante, procesamiento de alimentos, la belleza salón, ect.

Los detalles de diseño para las batas quirúrgicas desechables:

- 1) Mangas largas / mangas cortas / no mangas
- 2) Puño elástico / de punto
- 3) Lazos en el cuello o gancho y bucle y la cintura
- 4) de cuello redondo de & amp; Con cuello en V & amp; Los bolsillos están disponibles
- 5) capa blindada: como sus requerimientos
- 6) Con esterilizadas y no esterilizadas
- 7) También puede imprimir su logotipo específica
- 8) Diferentes tamaños están disponibles

Especificación de las batas desechables no estériles de cirugía:

Nombre	batas desechables no estériles cirugía, bata de tela no tejida quirúrgica para las ventas, China spunlace batas quirúrgicas
Material	Polipropileno, PP Tela no tejida
Estilo	No estéril, calidad y un estilo reforzada, estándar y de ultrasonidos, con y sin toallas. Corbata en el cuello, lazos en la cintura, los puños de punto
tamaño	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) o cualquier otro customized sizes
gramaje	35g
Color	azul.
embalaje	no, 10 PC / bolso, 50pcs / ctn estéril o 100pcs / ctn,
de carga de contenedores	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Entrega	Un contenedor 40HQ se puede acabar dentro de 15-25days

Almacenar	Almacenar en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
-----------	--

Ventajas del producto:

1. Este producto es inodoro, hidrofóbicas, bacterias, resistente y tiene una buena ventilación Esto reforzó. bata quirúrgica desechable está diseñado con una gran preocupación para comodidad y rendimiento.
2. Ties en el cuello y la cintura, asegurando que los vestidos permanecen firmemente en su lugar para proteger clthes ..
3. Material desechable está libre de látex; resistente a la abrasión; y completamente impermeable repelente de líquidos y alcohol. Las funciones principales son resistentes a líquidos y ofrecen económica, protección cómoda y fiable.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

The happy time with customers

