

**todos [Tela no tejida para el vestido quirúrgico desechable.](#)> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:**

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Se puede personalizar varios de estilo de acuerdo con sus diferentes requisitos.

### **Tela MATERIAL**

Material de SMS

#### **Estilo**

Con velcro en collar, corbata en los puños de punto de la cintura

#### **Dimensiones S IZE**

X-3xl

#### **Tela W OCHO**

30-60g, C Ould SER Como su solicitud

#### **color**

Color azul

#### **Certificado**

ISO13485, FDA

#### **MOQ:**

10000 PCS

#### **Diseño de embalaje**

Puede ser como su diseño

#### **Embalaje**

1pc / bolsa de papel de plástico, 50pcs / ctn, o Como su requisito

#### **Capacidad**

60,000 PCS por día

#### **El tiempo de entrega**

7-30 días

#### **APLICACIONES**

Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo, hospital

La imagen de [Tela no tejida para el vestido quirúrgico desechable.](#)







Ultrasonic seams  
More firm and durable



cover main parts with film



Tie-On closure



Hook & Loop  
closure



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

