

Detalles de producto:

1. Material: polipropileno no tejido 100%.
2. Tamaño: 80 \* 190 + 20cm, o tamaño personalizado
3. Elástico: 5 mm a lo largo del ancho lateral + 30 cm en longitud o tamaño personalizado
4. Color: Azul; Blanco ; Otro tamaño disponible
5. Embalaje: 10pcs / bolsa, 100pcs / cartón

Indicaciones:

- 1, ampliamente utilizado para SPA, hotel, masaje, salón, medicina única.
- 2, para evitar la propagación de fluidos corporales y contenido de salpicaduras de sangre, y aislar el polvo, la partícula, el alcohol, la sangre, las bacterias y el virus que invaden.

Especificaciones:

Material	cubierta de cama desechable no tejida
Color	azul o según petición
Estilo	Elásticos en ancho
Tamaño	80 * 190 + 20cm or Tamaño personalizado
embalaje	10 PCS / Caja, 100pcs / CTN
Peso	25GSM o personalizado
Paquete	en bolsa, luego paquete de cartón o personalizado
Característica	Duradero, suave, desechable.
Uso	Spa, hotel, masaje, salón, medicinal, hospital, hogar.

Nuestros servicios:

1. Proporcionar los productos de la más alta calidad.

El equipo de control de calidad profesional controla estrictamente cada paso de la producción hasta la carga.

2. El tiempo de entrega más rápido

¡Si es urgente, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 5-7days!

Normalmente, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días!

Temporada ocupada, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 25-30 días!

3. El precio más razonable.

Invierta continuamente para mejorar nuestros trabajadores, productos y procesos calificados.

¡Para minimizar el costo de cada paso!

4.El servicio dulce y rápido.

Nuestros trabajadores siempre serán tan pacientes que realicen una respuesta de sus preguntas dentro de 5 a 10 minutos.

5. También podemos ayudar a obtener productos conectados.

Además de todo tipo de productos médicos desechables, itambién podemos ayudar a su origen a los productos conectados como su demanda!

<https://www.china-disposable.com/products/nonwoven-bed-cover.html#.yn7csogzauk>