

Presupuesto:

Ítem	no tejido capa visitante desechable, blanco desechables bata de laboratorio no tejido, no tejido PP bata de laboratorio con los botones
Material	tela no tejida PP
tamaño	M: 115 * 135CM, L: 120 * 140CM, XL: 130 * 150 CM
Peso	17-65 gsm
Color	Blanco, azul, amarillo, verde, rosa, etc.
Estilo	puño de punto, de punto de cuello, botones delante
Características	Resistente al agua, a prueba de polvo, anti-estática, etc.
Solicitud	Hospital, sala limpia, fábrica, etc.
Paquete	5 PC / bolso del PE, 50 bolsas / CTN o como su requisito
Certificado	CE / ISO13485 / FDA

Descripción:

- 1.Light y respirable para el cuerpo.
- sensación de la mano 2.Soft y cómodo.
- 3.No estímulo a la piel.
- 4.Providing barreras fiables a vapor de agua o de la sangre y otros fluidos.
- 5.It puede prevenir la contaminación y la superficie de esta ropa sin manchas.
- 6.Materials u otras especificaciones según el requisito de clientes.

Solicitud:

tejidas bata desechable PP no se puede utilizar en el hospital, laboratorio, actividades al aire libre
antivirus, electrónica fabrica, en cualquier lugar necesitan protección. Prevenir y aislar el polvo, partículas,
el alcohol, la sangre, las bacterias y los virus invasor.

También puede ser utilizado como un protection.Prevent visita a cruzar la infección en el tratamiento
médico en el campo del saneamiento. Económico y desechable. De acuerdo con el estándar higiénico.

Imágenes:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

