

## Introducción de la tapa clip de no tejido de color rojo:

el rojo casquillo clip de no tejido, tapas de lavado quirúrgico elásticos están hechos de material de polipropileno,

hecha por automática unión térmica de alta temperatura la tecnología, se puede dividir en una sola elactic y estilos dobles elásticos.

## Ventajas del producto:

1. Buena peso protectora, luz, libre de látex.
2. uso la unión térmica de alta temperatura tecnología, cómodo de usar.
3. Cualquier color puede estar disponible.
4. Utilizar el material respetuoso del medio ambiente, no hay daño para el cuerpo humano y el medio ambiente natural.

## La aplicación de las tapas de lavado quirúrgico elástico:

Ampliamente utilizado en la fábrica de alimentos, restaurante, y el taller libre de polvo.

## Presupuesto:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Material             | polipropileno, no tejido pp  |
| Peso                 | 10g PP   |
| Estilo               | , Estilo elástica individual (libre de látex) elástica   |
| tamaño               | 19 "   |
| Color                | rojo, rosa, azul, blanco, verde, amarillo, naranja, púrpura, (todos los colores pueden estar disponibles)  |
| Embalaje             | 100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn  |
| El diseño que embala | Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño   |
| Tamaño del cartón    | 58x25x27cm   |
| aplicaciones         | Hospital de personal médico clínicos y pacientes.<br>Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente |
| MOQ                  | 100.000 PCS  |

## Información del embalaje:

100 PC / bag, 20 bolsos / ctn, tamaño del cartón: 58x25x27cm

1 \* 20 contenedor puede cargar 715ctns, 1430,000pcs totales.

1 \* 40 contenedor puede cargar 1737ctns, 3474,000pcs totales.

Fotos del casquillo no tejido quirúrgico:



